

FICHE TECHNIQUE

Savon Noir à l'Aker Fassi — Olea Europaea Fruit Oil (saponifiée), Potassium Hydroxide, Aqua, Papaver Rhoeas Flower Powder, Punica Granatum Bark Powder

1. Identification du produit

Nom	Savon Noir à l'Aker Fassi
Nom INCI	Olea Europaea Fruit Oil (saponifiée), Potassium Hydroxide, Aqua, Papaver Rhoeas Flower Powder, Punica Granatum Bark Powder
Nature	Savon pâteux naturel à base d'huile d'olive saponifiée
Origine	Maroc
Procédé d'obtention	Saponification traditionnelle à partir d'huile d'olive
Aspect	Pâte homogène visqueuse
Couleur	Brun foncé à vert foncé selon lot

2. Composition (générale)

- Huile d'olive saponifiée
- Potasse naturelle (KOH), entièrement neutralisée lors de la saponification
- Eau
- Poudre de pétales de coquelicot séchés (Aker Fassi)
- Écorce de grenade broyée
- 100% naturel — sans conservateurs ajoutés.

3. Propriétés générales

- Nettoyant naturel traditionnel
- Adoucit et exfolie la peau
- Utilisé dans les hammams et rituels marocains
- Compatible avec tous types de peaux
- Enrichi en poudre de pétales de coquelicot (Aker Fassi) et en écorce de grenade broyée, deux ingrédients traditionnels fassis renforçant l'action exfoliante et l'éclat du teint

4. Contrôle microbiologique (savon de base)

Dénombrement micro-organismes à 30°C (NM ISO 21149)	2,6×10 ² ufc/g (critère < 10 ³)
Staphylococcus aureus (NM ISO 22718)	Absence dans 1g
Pseudomonas aeruginosa (NM ISO 22717)	Absence dans 1g
Escherichia coli (NM ISO 21150)	Absence dans 1g
Levures (NM ISO 16212)	< 10 ufc/g (critère < 10 ³)
Moisissures (NM ISO 16212)	2,1×10 ² ufc/g (critère < 10 ³)
Candida albicans (NM ISO 18416)	Absence dans 1g
Conclusion	Qualité microbiologique satisfaisante selon NM ISO 17516

5. Utilisations

- Rituel hammam professionnel, exfoliation renforcée
- Soins corps haut de gamme en spa et institut
- Base pour gommage traditionnel marocain
- Vente en vrac et private label

6. Conservation et stockage

- Conserver dans un récipient hermétique, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Température recommandée : 10 à 25°C.
- Durée de conservation : 24 mois.

7. Sécurité / précautions d'emploi

- Usage externe uniquement.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.

Lotus Lab Sarl

Siège Social : COM 04, AV TARIK IBN ZIYAD SECTEUR 04 MASSIRA 01 IMM 6, Témara, Maroc
Tél : 06 60 80 18 60 / 06 73 85 31 09 · Email : contact@lotuslab.ma · Site : www.lotuslab.ma
RC: 142359 IF: 53628299 TP: 28209384 ICE: 003242171000003

Document confidentiel Lotus Lab — reproduction ou diffusion sans autorisation interdite.